



Hepa Filtre

Kullanıcının sağlığı için, toz çıkışını engelleyen hepa filtre kullanılmıştır

Vakum Ayarı

Öğütme hücresinde oluşturulan vakum gücünü ayarlamak için vakum ayar kanalı

Güvenlik

Kullanıcı güvenliği için kapı kilidi, sensörü ve acil stop butonu

Ses Yalıtımı

Çalışma esnasında gürültüyü minimize etmek için kasanın tamamı ses yalıtım süngeri ile kaplanmıştır

Laboratuvar ölçekli çekiçli değirmen olan Hamermaks cihazı buğday, mısır, çavdar, arpa ve pelet gibi ürünlerin öğütülmesinde kullanılmaktadır. Düşme sayısı (FN), gluten analizi ve NIR analizlerinde kullanılmak üzere uygun kalitede homojen numune üretir. Özel tasarımlı paslanmaz çekiç, yüksek hızlarda dönerek ürünleri toz haline getirir. İnce ve homojen tozlar siklon kap içerisinde havadan ayrıştırılarak paslanmaz çelikten üretilmiş numune kaplarında toplanır.

- Standartlara uygun, hızlı numune hazırlama
- %25 rutubete kadar, numuneleri öğütebilme
- özelliği 16800 devir/dk motor çalışma hızı
- Buğday için 0.8 mm standart metal elek
- Ayarlanabilir numune akış kontrol anahtarı

Standart Aksesuar



MAKSWELL®
INNOVATION

İvedik O.S.B. Mah. 1514 Cad. No:3
Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE
+90 (312) 395 67 37
satis@makswell.com.tr
www.makswell.com.tr