

No	Açıklama	Miktar
1.	GLT001 Makswell® - Gluten Yıkama Cihazı - Glutomaks®	1 Adet
	Ergonomik tasarım, un ve tam Buğday unu yıkama seçenekleri, paslanmaya karşı dirençli alluminyum taban ve ön levha, kullanıcı güvenliği için kefe sensörleri, daha verimli yıkama için çift su pompası, ayarlanabilir yıkama suyu debisi, voltaj değişimlerine karşı korumalı SMPS güç kaynağı, ayarlanabilir yıkama ve yoğurma süreleri. Güç: 250 W Voltaj: 220 V, 50 Hz Net Ölçüler (mm): 320x320x330 Ağırlık (Kg): 21 Standartlar: AACC, 38-12, ICC 137/1, ISO 7495	
	STANDART AKSESUARLAR	
1.1.	GLT1009 Su Tankı Transfer Hortumu	2 Adet
1.2.	GLT1003 Su Tankı, 10 Lt	1 Adet
1.3.	GLT1011 Beher, 500 ml	2 Adet
1.4.	GLT1001 Delikli Metal Kefe	2 Adet
1.5.	GLT1002 Yıkama Çemberi	2 Adet
1.6.	GLT1007 İpek Elek	10 Adet
1.7.	GLT1006 Gerz Elek	10 Adet
1.8.	GLT1012 Güç Kablosu	1 Adet
1.9.	GLT1005 Pipet, 5ml	1 Adet
1.10.	GLT1010 Pipet Pompası	1 Adet
1.11.	GLT1013 Piset, 500 ml	1 Adet
1.12.	GLT1008 Dalgiç Pompa	1 Adet

No Açıklama**Miktar****OPSİYONEL AKSESUARLAR****1.13. Maxwell® - Bathmaks®****1 Adet**

Gluten yıkama işlemi için kullanılan tuzlu suyun sıcaklığı ICC standartları gereği 22 C ±2 olması gerekiyor. Suyun Sıcaklığı belirtilen değerde olmadığı takdirde verimli gluten yıkama işlemi gerçekleşmemektedir. Suyu sıcaklığını çoğu zaman laboratuvarda sabit tutmak zor olmaktadır. Maxwell firması müşteri odaklı çalışma prensibiyle bu sorunu ortadan kaldırmak için Bathmaks cihazını geliştirmiştir. 10 litre su depolama kapasitesine sahip olan cihazda suyun sıcaklığı dijital olarak istenilen değere ayarlanabilir. Cihaz çalıştığı sürece suyun sıcaklığını sabit tutarak standart ve verimli gluten yıkama işlemi sağlar. Bathmaks cihazı Glutomaks ve Proglutomaks ile birlikte opsiyonlu olarak verilmektedir.

ÖNERİLEN CİHAZLARI**1.14. Analitik Terazi 0,01**

Numuneyi hazırlamak ve gluten miktarını ölçmek için kullanılır.

1.15. Labortatuvar Değirmeni

Numuneyi öğütmek ve analize hazırlamak için kullanılır.

